



Насадка на унитаз
OSD-KING-10-L (10 см с крышкой)
OSD-KING-10 (10 см без крышки)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Этот продукт соответствует европейской Директиве 93/42/ЕЕС

Мы признательны вам за приобретение нашего изделия. Вся наша продукция спроектирована и изготовлена из материалов наивысшего качества, чтобы предложить максимальный комфорт и безопасность пользователю.



Предупреждение

- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- ИЗДЕЛИЕ ПОДГОТОВЛЕНО К ЭКСПЛУАТАЦИИ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ КАКОГО-ЛИБО ТЕХНИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.

ОПИСАНИЕ

Насадка на унитаз принадлежит к 1-у классу медицинских изделий. Сиденье предназначено для облегчения доступа пользователя до сидения туалета, предотвращают нагрузку на суставы и давление на бедренную часть; позволяют пользователю легче и безопаснее вставать и садиться.

Насадка на унитаз OSD обеспечивает высокую стабильность благодаря системе двухстороннего крепления. Контурный профиль поверхности сидения помогает корректировать правильное ортопедическое положение тазовой части туловища, а также дополнительное распределение веса.

Сидения изготовлено из белого прочного пластика.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Разблокируйте систему крепления, отвинтив болты.
2. Зафиксируйте сидение и заблокируйте систему крепления.
3. Убедитесь, что сидение установлено стабильно и надежно; отсутствует люфт. При необходимости более тщательно закрепите болты.



ВНИМАНИЕ

- Насадка на унитаз OSD применимы к большинству стандартных унитазов.
- Необходимо периодически осматривать сидение на устойчивость.
- Пользователям с ограниченной трудоспособностью рекомендуется использовать помощь ассистента.
- Максимально допустимая нагрузка 225 кг. НИКОГДА не превышайте этот лимит.
- После каждого использования изделие необходимо тщательно мыть и дезинфицировать во избежание появления перекрестных инфекций.

ВАЖНО! При мытье не опускайте изделие полностью в воду. Не используйте сильные моющие средства.

5. ГАРАНТИЯ

ООО "ОСД Восточная Европа" гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в течение гарантийного срока 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия изложенных в инструкции.

1.Гарантийный ремонт проводится только в течении гарантийного срока.

2.Изделие снимается с гарантии только в следующих случаях:

- а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;
- б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);
- в) если изделие используется не по назначению;

3. Гарантия не распространяется на:

- а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;
- б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- в) неисправности вызванные бытовыми факторами (перепад напряжения в сети) или в результате неправильного подключения к сети.

3.Товар обмену подлежит только в случае неисправности.

Согласно статье 9 ЗАКОНУ УКРАИНИ "Про защиту прав потребителей":

Обмен товара соответствующего качества проводится при условии, что он не использовался и сохранён его товарный вид (сложен в заводскую упаковку), потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, выданный потребителю вместе с продаваемым товаром.

Подпись_____

Дата_____