



**СТІЛЕЦЬ-ТУАЛЕТ 68680D
ІНСТРУКЦІЯ**



Цей продукт відповідає європейській Директиві 93/42/ЕЕС

Ми вдячні вам за придбання нашого виробу. Уся наша продукція спроектована і виготовлена з матеріалів найвищої якості, щоб запропонувати максимальний комфорт і безпеку користувачеві.

Попередження:

- ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.
- ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЩО ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТИСЯ В РОБОЧОМУ СТАНІ, Перш ніж ВИКОРИСТАТИ ЙОГО. НЕ ВИКОРИСТАЙТЕ ВИРІБ У РАЗІ ЗНОСУ АБО У РАЗІ УШКОДЖЕННЯ.
- ВИРІБ ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЯКОГО АБО ТЕХНІЧНОГО ВТРУЧАННЯ.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 130 КГ. НІКОЛИ НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ЦЕЙ ЛІМІТ.

1. ОПИС

Стілець-туалет належить до 1-го класу медичних виробів. Виріб виготовлений з міцних сталевих трубок і оснащений облаштуваннями протиковзання. У стільці передбачено відро з протикраплинною системою і зручною кришкою в центральній частині сидіння. Це дуже стійкий і міцний стілець, який так само може використовуватися як стілець для душу або туалету.

2. СКЛАДАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ

Стілець-туалет - Перед експлуатацією розкрийте стілець, встановіть знімне відро на шарніри. Переконайтеся в тому, що відро зафіксоване правильно.

Стілець для сидіння - Після кожного використання виробу як стільця-туалету, виймайте відро з проти краплинною системою для очищення.

УВАГА: Сидячи на стільці, дотримуйтеся за підлокітники, з тим, щоб уникнути падіння.

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мити теплою водою з м'якими миючими засобами. Не застосовуйте при чищенні розчинники і абразивні речовини. Протирайте сухим м'яким ветишем. При необхідності обробляти дезінфікуючими речовинами. Після обробки протерти досуха.

Умови гарантії:

ТОВ "ОСД Східна Європа" гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції;
 - б) при наявності слідів стороннього втручання (наприклад, спроба самостійного ремонту виробу);

в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.

3. Гарантія не розповсюджується на:

а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;

б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин;

в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі тощо), неправильне підключення пристрою.

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи день купівлі виробу.

Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

Дата:_____

Підпис_____