



## ВИСОКІ ТУАЛЕТНІ СИДІННЯ

OSD-TESEO10-PP (10 см)

OSD-TESEO14-PP (14 см)

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Цей виріб відповідає стандарту  
європейської Директиви 93/42/EEC



Ми вдячні вам за придбання нашого виробу. Вся наша продукція спроектована і виготовлена з матеріалів найвищої якості, щоб запропонувати максимальний комфорт і безпеку користувачеві.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕТЕЛЬНО ВИВЧИТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
- ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЩО ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В РОБОЧОМУ СТАНІ, ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ У ВИПАДКУ ЗНОСУ АБО ПОШКОДЖЕННЯ.
- ВИРІБ ГОТОВИЙ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НЕ ПОТРЕБУЄ БУДЬ-ЯКОГО ТЕХНІЧНОГО ВТРУЧАННЯ АБО ДОДАТКОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ.

## ОПИС

**Високі гігієнічні сидіння** належать до 1-го класу медичних виробів. Сидіння призначені для полегшення доступу користувача до сидіння туалету, запобігають навантаження на суглоби і тиск на стегнову частину; дозволяють користувачеві легше і безпечніше вставати і сідати.

Високі гігієнічні сидіння OSD забезпечують високу стабільність завдяки системі двостороннього кріплення. Контурний профіль поверхні сидіння допомагає коригувати правильне ортопедичне положення тазової частини тулуба, а також додатковий розподіл ваги.

Сидіння виготовлені з білого міцного пластику.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ:

1. Розблокуйте систему кріплення, відкрутивши болти.
2. Зафіксуйте сидіння і заблокуйте систему кріплення.
3. Переконайтеся, що сидіння встановлено стабільно і надійно; відсутній люфт. При необхідності більш ретельно закріпіть болти.



### УВАГА

- Туалетні сидіння OSD застосовні до більшості стандартних унітазів.
  - Необхідно періодично оглядати сидіння на стійкість.
  - Користувачам з обмеженою працездатністю рекомендується використовувати допомогу асистента.
  - Максимально допустима навантаження 100 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте цей ліміт.
- Після кожного використання виріб необхідно ретельно мити і дезінфікувати щоб уникнути появи перехресних інфекцій.
- ВАЖЛИВО!** При митті не опускайте виріб повністю у воду. Не використовуйте сильні миючі засоби.

## 5. ГАРАНТІЯ

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії тільки в наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації викладених в інструкції;
  - б) за наявності слідів стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо виріб використовується не за призначенням;
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження або пошкодження в результаті транспортування;
  - б) пошкодження викликані потраплянням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин;
  - в) несправності, викликані побутовими факторами (перепад напруги в мережі) або в результаті неправильного підключення до мережі.

## 3. Товар обміну підлягає тільки у разі несправності..

**Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів":**

**Обмін товару відповідної якості проводиться за умови, що він не використовувався і збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Висновок державної санітарно-<br/>епідеміологічної експертизи №<br/>05.03.02-03/96789_от 03.10.2011<br/>Виробник: R. Poon Medical Products Co. Ltd<br/>New City District, Danzao, Nanhai 528216,<br/>Foshan, Guangdong, China<br/>Імпортёр: ТОВ "ОСД Східна Європа",<br/>м. Київ osd.import@gmail.com</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Дата продажу \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_